

Die Liste aller DIAdem Tastenkürzel

Allgemeine Tastenkombinationen

Del	Entfernt das ausgewählte Objekt.
F1	Ruft die kontextbezogene Hilfe auf.
F6	Wechselt den Fokus zwischen dem aktiven Modul, dem Datenportal und den angezeigten nicht-modalen Dialogen.
Alt + F6	Schaltet das Datenportal sichtbar oder unsichtbar.
Alt + F4	Beendet DIAdem.
Ctrl + A	Markiert alle Objekte im aktiven Modul.
Ctrl + Shift	Wenn der Mauszeiger bei gedrückter <Ctrl-Shift>-Taste auf einem Leistenelement ruht, zeigt DIAdem in der Kurzhilfe die Namen der zugehörigen Leiste, des Leistenelements und den des Basis-Objekts, das auch als Grundtyp bezeichnet wird, an. Zusätzlich kopiert DIAdem diese Informationen – getrennt durch ein Leerzeichen – in die Zwischenablage.
Ctrl + C	Kopiert das ausgewählte Objekt in die Zwischenablage.
Ctrl + N	Legt einen neuen Arbeitsbereich an.
Ctrl + O	Öffnet eine Datei im aktiven Modul.
Ctrl + P	Druckt die aktuelle Datei im aktiven Modul.
Ctrl + S	Speichert die aktuelle Datei im aktiven Modul.
Ctrl + U	Schaltet den Vollbildmodus ein oder aus.
Ctrl + V	Fügt den Inhalt der Zwischenablage ein.
Ctrl + X	Löscht das ausgewählte Objekt und kopiert dieses Objekt in die Zwischenablage.
Ctrl + F4	Schließt das aktive Modul.
Ctrl + Page up	Wechselt zum nächsten Arbeitsblatt.
Ctrl + Page down	Wechselt zum vorherigen Arbeitsblatt.
Ctrl + Tab	Wechselt zum nächsten Modul.
Ctrl + Shift + C	Im Skript-Aufzeichnungsmodus zeichnet DIAdem die Einstellungen eines Dialogs auf, sonst kopiert DIAdem diese Einstellungen in die Windows-Zwischenablage. Wenn Sie in DIAdem-REPORT ein oder mehrere Objekte markiert haben, kopiert DIAdem die Einstellungen dieser Objekte in die Windows-Zwischenablage.
Ctrl + Shift + S	Öffnet einen Dialog, in dem Sie die aktuelle Datei unter einem neuen Namen speichern.
Ctrl + Shift + F1	Öffnet einen Dialog, in dem Sie Variablen abfragen und setzen und Befehle ausführen.
Ctrl + Shift + F5	Öffnet den Taschenrechner.
Ctrl + Shift + Q	Beendet den Interaktionsmodus.
Shift + F1 until Shift + F12	Startet die voreingestellten Skripte der in allen Modulen verfügbaren Skript-Funktionsgruppenleiste. Die Voreinstellung verändern Sie, indem Sie auf eine Schaltfläche einer Funktionsgruppenleiste rechtsklick und im Kontextmenü Voreinstellung wählen.

Die Liste aller DIAdem Tastenkürzel

Shift	Wenn Sie die Shifttaste gedrückt halten, zeigt DIAdem auch die Meldungen an, bei denen Sie zuvor die Einstellung Diese Meldung nur bei gedrückter Shifttaste anzeigen! ausgewählt haben.
--------------	---

DIAdem-NAVIGATOR

F3	Zeigt das nächste Suchergebnis im Datei-Browser an.
F5	Aktualisiert den Datenbestand.
F7	Wechselt das aktive Fenster.
Ctrl + F3	Zeigt das vorherige Suchergebnis im Datei-Browser an.
Ctrl + I	Lädt die ausgewählten Daten.
Ctrl + N	Löscht alle Daten im Datenportal.
Ctrl + R	Meldet die ausgewählten Daten an.
Page up	Markiert das oberste sichtbare Objekt oder verschiebt den Bildlauf nach oben.
Page down	Markiert das unterste sichtbare Objekt oder verschiebt den Bildlauf nach unten.
+ on the numeric keypad	Markiert das erste untergeordnete Objekt oder öffnet die nächste Strukturebene.
- on the numeric keypad	Markiert das übergeordnete Objekt oder schließt die untergeordnete Strukturebene.

Datenportal

F2	Markiert den Namen oder die Einheit des ausgewählten Kanals, um den Namen oder die Einheit zu bearbeiten.
Page up	Markiert den ersten sichtbaren Kanal.
Page down	Markiert den letzten sichtbaren Kanal.
Pos1	Markiert die Gruppe in der ersten Zeile.
Shift + Pos1	Markiert alle Kanäle vom selektierten bis zum ersten Kanal oder alle Gruppen von der selektierten bis zur ersten Gruppe im Datenportal.
End	Markiert den Kanal oder die Gruppe in der letzten Zeile.
Shift + End	Markiert alle Kanäle vom selektierten bis zum letzten Kanal oder alle Gruppen von der selektierten bis zur letzten Gruppe im Datenportal.
× on the numeric keypad	Wenn Sie eine oder mehrere Gruppen selektieren, öffnet DIAdem diese Gruppen. Wenn Sie Kanäle oder die Wurzel selektieren, öffnet DIAdem alle Gruppen.
÷ on the numeric keypad	Wenn Sie eine oder mehrere Gruppen selektieren, schließt DIAdem diese Gruppen. Wenn Sie Kanäle oder die Wurzel selektieren, schließt DIAdem alle Gruppen.
+ on the numeric keypad	Öffnet die nächste Strukturebene oder markiert das erste untergeordnete Objekt.
- on the numeric keypad	Markiert das übergeordnete Objekt oder schließt die untergeordnete Strukturebene.

Die Liste aller DIAdem Tastenkürzel

DIAdem-VIEW	
F2	Bearbeitet das ausgewählte Objekt.
F7	Wechselt den aktiven Bereich.
Page up	Verschiebt den Bildlauf in der Kanaltabelle und im Textfeld nach oben.
Page down	Verschiebt den Bildlauf in der Kanaltabelle und im Textfeld nach unten.
+	Zoomt in ein Achsensystem hinein.
-	Zoomt aus einem Achsensystem heraus.
Ctrl + Q	Stoppt das Abspielen.
Ctrl + F5	Startet das Abspielen.
Arrow keys	Verschiebt den Cursor.
Ctrl + Pos1	Verschiebt den Bildlauf in der Kanaltabelle an den Anfang.
Ctrl + End	Verschiebt den Bildlauf in der Kanaltabelle an das End.
Ctrl + vertical mouse wheel	Vergrößert oder verkleinert die Ansicht einer Tabelle.
Shift + vertical mouse wheel	Verschiebt die Ansicht einer Tabelle horizontal.

DIAdem-REPORT	
F5	Aktualisiert die Ansicht.
Tab	Markiert das nächste Objekt.
Shift + Tab	Markiert das nächste Unterobjekt.
Ctrl + Shift + C	Im Skript-Aufzeichnungsmodus zeichnet DIAdem die Einstellungen eines Dialogs auf, sonst kopiert DIAdem die Einstellungen eines Dialogs in die Windows-Zwischenablage. Wenn Sie in DIAdem-REPORT ein oder mehrere Objekte markiert haben, kopiert DIAdem die Einstellungen dieser Objekte in die Windows-Zwischenablage.
Ctrl + Shift + F7	Öffnet den Dialog Arbeitsblätter verwalten.
+ on the numeric keypad	Schaltet den Vergrößerungsmodus ein.
- on the numeric keypad	Reduziert die Vergrößerung um eine Stufe.
× on the numeric keypad	Schaltet zurück zur Normalansicht.
Ctrl + Click	Markiert ein weiteres Element im Arbeitsbereich oder löscht die Markierung eines bereits markierten Elements.
Ctrl + Shift + Click	Markiert in einer Mehrfachauswahl das aktive Element.

Die Liste aller DIAdem Tastenkürzel

Ctrl + vertical mouse wheel	Vergrößert oder verkleinert die Ansicht.
Shift + vertical mouse wheel	Verschiebt die vergrößerte Ansicht horizontal.
Ctrl + Z	Macht die letzte Aktion rückgängig.
Ctrl + H	Schaltet die Variable PicObjHighlight um, die bestimmt, ob DIAdem die Objekte in einem REPORT-Layout automatisch aktiviert, um diese Objekte zu markieren.
Ctrl + Align Horizontal/Vertikal Intervals buttons	Wenn Sie die Abstände von drei oder mehr REPORT-Objekten angleichen, dann verteilt DIAdem die Objekte im Allgemeinen so, dass die Objektrahmen sich nicht überlappen. Wenn Sie beim Verteilen die <Ctrl>-Taste drücken, erlaubt DIAdem aber das Überlappen der Objekte, so dass die Objekte näher zusammen liegen können.

DIAdem-DAC

#	Schaltet das Fangraster ein oder aus.
Ctrl + Q	Stoppt eine Messung.
Ctrl + F4	Schließt einen Unterschaltplan.
Ctrl + F5	Startet eine Messung.
Ctrl + Shift + F5	Startet eine Anzeige.
Tab	Markiert das nächste Objekt.
Shift + Tab	Markiert das nächste Unterobjekt.
+ on the numeric keypad	Schaltet den Vergrößerungsmodus ein.
- on the numeric keypad	Reduziert die Vergrößerung um eine Stufe.
× on the numeric keypad	Schaltet zurück zur Normalansicht.
Ctrl + Click	Markiert ein weiteres Element oder löscht eine solche Markierung.
Ctrl + Shift + Click	Markiert in einer Mehrfachauswahl das aktive Element.
Ctrl + vertical mouse wheel	Vergrößert oder verkleinert die Ansicht.
Shift + vertical mouse wheel	Verschiebt die Ansicht horizontal.

DIAdem-VISUAL

#	Schaltet das Fangraster ein oder aus.
Ctrl + F5	Startet eine Messung.
Ctrl + Z	Macht die letzte Verschiebung rückgängig.

Die Liste aller DIAdem Tastenkürzel

Allgemeine Tastenkombinationen für den Skript-Editor in DIAdem-SCRIPT und DIAdem-Dialogeditor	
. (Punkt)	Wenn Sie hinter dem Namen eines Objekts einen Punkt eintippen, zeigt DIAdem in einer Liste alle Eigenschaften und Methoden an, die dieses Objekt unterstützt.
Ctrl + Space	Zeigt die Liste aller Objekten, Befehlen und Prozeduren an. Beim <u>Autovervollständigen</u> vervollständigt DIAdem bereits eingegebene Zeichen zu einem Begriff aus dieser Liste. Falls die eingegebenen Zeichen keinen eindeutigen Text ergeben, zeigt DIAdem die Auswahlliste an.
Ctrl + Shift + Space	Zeigt die Parameterinformationen einer Python-Funktion an, wenn die Einfügemarke zwischen den entsprechenden Klammern steht.
Ctrl + Z	Macht die letzte Aktion rückgängig.
Ctrl + Y	Stellt die letzte Aktion wieder her.
Ctrl + G	Öffnet den Gehe zu Zeile Dialog.
Page up	Verschiebt den Bildlauf nach oben.
Page down	Verschiebt den Bildlauf nach unten.
Ctrl + Enter	Erzeugt eine neue Zeile oberhalb der Einfügemarke.
Ctrl + Shift + Enter	Erzeugt eine neue Zeile unterhalb der Einfügemarke.
Ctrl + Del	Löscht ab der Einfügemarke bis zum nächsten Wort.
Ctrl + Backspace	Löscht ab der Einfügemarke bis zum vorherigen Wort.
Ctrl + L	Schneidet die aktuelle Zeile aus und kopiert diese Zeile in die Zwischenablage.
Ctrl + Shift + L	Löscht die aktuelle Zeile.
F2	Springt zum nächsten Lesezeichen.
Alt + F2	Springt zum vorherigen Lesezeichen.
Ctrl + F2	Setzt oder löscht das Lesezeichen der aktuellen Zeile.
Ctrl + Right Arrow key	Springt zum nächsten Wort.
Ctrl + Left Arrow key	Springt zum Anfang des Worts.
Pos 1	Springt zum Anfang der Zeile.
End	Springt zum Ende der Zeile.
Ctrl + Pos 1	Springt zum Anfang der Datei.
Ctrl + End	Springt zum Ende der Datei.
Ctrl + Shift + Right Arrow key	Markiert bis zum nächsten Wort.
Ctrl + Shift + Left Arrow key	Markiert bis zum vorherigen Wort.
Shift + Pos 1	Markiert bis zum Anfang der Zeile.
Shift + End	Markiert bis zum Ende der Zeile.

Die Liste aller DIAdem Tastenkürzel

Ctrl + Shift + Pos 1	Markiert bis zum Anfang der Datei.
Ctrl + Shift + End	Markiert bis zum Ende der Datei.
Ctrl + Shift + W	Markiert das aktuelle Wort.
Ctrl + B	Wenn sich die Einfügemarke unmittelbar neben einer Klammer befindet, positioniert DIAdem die Einfügemarke vor die zugehörige öffnende oder hinter die schließende Klammer. Unterstützt die Klammerarten () und {}.
Ctrl + Shift + B	Markiert den zugehörigen Klammersausdruck, wenn sich die Einfügemarke unmittelbar neben einer Klammer befindet.
Ctrl + Arrow down key	Scrollt die Ansicht nach unten. Die Einfügemarke bleibt dabei immer im sichtbaren Bereich.
Ctrl + Arrow up key	Scrollt die Ansicht nach oben. Die Einfügemarke bleibt dabei immer im sichtbaren Bereich.
Page up	Verschiebt den Bildlauf nach oben.
Page down	Verschiebt den Bildlauf nach unten.
Shift + Arrow keys	Verschiebt die Einfügemarke und markiert den Bereich.
Shift + Alt + Arrow keys	Verschiebt die Einfügemarke und markiert den Bereich im Blockmodus.
Ctrl + D	Kommentiert die Zeile aus, indem DIAdem am Anfang der Zeile ein einfaches Anführungszeichen einfügt.
Ctrl + Shift + D	Löscht ein Kommentarzeichen am Anfang der Zeile.
Ctrl + F	Öffnet den Dialog zum Suchen und Ersetzen.
Ctrl + H	Öffnet den Dialog zum Suchen und Ersetzen.
Ctrl + I	Startet die inkrementelle Suche. DIAdem sucht dabei den Text, den Sie eintippen, nachdem Sie die Tastenkombination gedrückt haben.
F3	Zeigt das nächste Suchergebnis in Richtung Dateieinde an.
Ctrl + F3	Definiert eine neue Suche und zeigt das Suchergebnis in Richtung Dateieinde an. Wenn Sie einen Text markiert haben, ist dies der Suchtext. Wenn Sie keinen Text markiert haben und die Einfügemarke sich in einem Kommentar befindet, ist der gesamte Kommentar der Suchtext. Wenn Sie keinen Text markiert haben, und die Einfügemarke befindet sich innerhalb von doppelten Anführungszeichen, ist der in Anführungszeichen enthaltene Text der Suchtext.
Ctrl + Shift + F3	Definiert eine neue Suche und zeigt das Suchergebnis in Richtung Dateianfang an.
Ctrl + K	Wandelt den markierten Text in Kleinbuchstaben um.
Ctrl + Shift + K	Wandelt den markierten Text in Großbuchstaben um.
Ctrl + J	Schaltet die aktuelle Gruppe um. Wenn die Gruppe geöffnet ist, schließt DIAdem die Gruppe. Wenn die Gruppe geschlossen ist, öffnet DIAdem die Gruppe.
Ctrl + "Minus"	Schließt alle Gruppen. Sie sehen nur noch eine verkürzte Ansicht des Scripts.
Ctrl + "Plus"	Öffnet alle Gruppen.

Die Liste aller DIAdem Tastenkürzel

Ctrl + M	Vertauscht den aktuellen Buchstaben mit dem nächsten Buchstaben.
Ctrl + Shift + M	Vertauscht das aktuelle Wort mit dem nächsten Wort.
Ctrl + Shift + Alt + M	Vertauscht die aktuelle Zeile mit der nächsten Zeile.
Ctrl + Shift + T	Schaltet das Anzeigen der SmartInfo für die aktuelle DIAdem-Sitzung ein oder aus.
F4	Springt zum nächsten syntaktischen oder semantischen Fehler im Skript. Diese Fehler kennzeichnet der Editor auch durch Unterschlängeln

DIAdem-SCRIPT

F5	Startet ein VBS-Skript mit dem Debugger.
F8	Springt beim Ausführen des Scripts im Debugger in eine Prozedur.
F9	Setzt oder löscht Haltepunkte an der aktuellen Cursor-Position.
F10	Springt im Debugger nicht in eine Prozedur, sondern führt den Befehl als einen Schritt aus.
Ctrl + N	Erstellt eine neue Datei.
Ctrl + W	Schließt die aktuelle Datei.
Ctrl + F5	Startet ein VBS-Skript.
Esc	Bricht das laufende Skript ab.

Dialogeditor Skript-Ansicht

Ctrl + E	Schaltet die Skript-Ansicht ein oder aus.
Ctrl + T	Schaltet die Dialog-Vorschau ein oder aus.
Ctrl + F5	Testet den Dialog in DIAdem.

Dialogeditor Layoutansicht

Arrow keys	Verschiebt markierte Steuerelemente.
Ctrl + Arrow keys	Verschiebt Steuerelemente auf dem Raster.
Ctrl + B	Öffnet den Variablendialog.
Ctrl + D	Öffnet den Dialog zur Tabulator-Reihenfolge.
Ctrl + E	Schaltet die Skript-Ansicht ein oder aus.
Ctrl + G	Schaltet das Raster ein oder aus.
Ctrl + L	Schaltet das Eigenschaftsfenster sichtbar oder unsichtbar.
Ctrl + N	Erstellt eine neue Datei.
Ctrl + T	Schaltet die Dialog-Vorschau ein oder aus.
Ctrl + Y	Stellt die letzte Aktion wieder her.
Ctrl + Z	Macht die letzte Aktion rückgängig.

Die Liste aller DIAdem Tastenkürzel

Ctrl + F5	Testet den Dialog in DIAdem.
Shift + Arrow keys	Vergrößert oder verkleinert Steuerelemente.
Ctrl + Shift + Arrow keys	Vergrößert oder verkleinert Steuerelemente in Schritten des eingestellten Rasters.
Ctrl + Click	Markiert ein weiteres Element im Arbeitsbereich oder löscht die Markierung eines bereits markierten Elements.
Ctrl + Shift + Click	Markiert in einer Mehrfachauswahl das aktive Element.
Ctrl + Arrow keys	Verschiebt das Steuerelement nicht frei, sondern in Schritten des eingestellten Rasters.
Alt	Wenn Sie während des Verschiebens eines Steuerelements mit der Maus die Taste <Alt> drücken, verschiebt DIAdem das Steuerelement nicht in Schritten des eingestellten Rasters, sondern frei. Sie dürfen die <Alt>-Taste erst nach dem begonnenen Verschiebevorgang drücken.
Ctrl	Wenn Sie beim Verschieben eines Steuerelements mit der Maus die Taste <Ctrl> drücken, kopiert DIAdem das Steuerelement. Sie dürfen die <Ctrl>-Taste erst nach dem begonnenen Verschiebevorgang drücken.